

▼ **O1** Alegra PRO: Zahnfarbe A3, direkt nach dem Sintern



Premio Alegra PRO und Smile

Einfach ästhetisch, einfach stabil, einfach Alegra

Mit Premio Alegra PRO und Smile, einem Zirkonoxid der neuesten Generation lassen sich selbst die anspruchsvollsten Patientenfälle ästhetisch äußerst ansprechend, sehr sicher und verlässlich biokompatibel lösen.

Kontakt

primotec

Joachim Mosch e.K

Tannenwaldallee 4

61348 Bad Homburg

Fon +49 6172 99770-0

Fax +49 6172 99770-99

primotec@primogroup.de

www.primogroup.de

- ▼ **O2** Natürlicher Farbverlauf und die gewünschte Transluzenz schon direkt nach dem Glanzbrand



- ▼ **O3** Bemalt und glasiert: Alegra PRO – das Zirkonoxid für alle Fälle



- ▼ **O4** Muss den Vergleich mit Lithium-Disilikat nicht scheuen: Alegra Smile, individueller Farbmusterzahn, Zahnfarbe A1, nur glasiert.



Die vier integrierten Materialgradienten – Farbe, Transluzenz, Biegefestigkeit und Risszähigkeit – schaffen eine ausgezeichnete Kombination aus sehr guten lichtoptischen und mechanischen Eigenschaften. So wird dieses neuartige Material zum Game Changer in Labor und Praxis.

Alegra PRO für alle Fälle

Transluzenz 43 bis 47 Prozent, Biegefestigkeit 1000 MPa bis 1300 MPa, Multi Color, 18 Farben – mit diesen Werten ist Alegra PRO das Ästhetik-Zirkonoxid für alle Fälle (Abb. 1 bis 3). Es dient zur Herstellung von vollkeramischen Kronen und Brücken jeder Spannweite, voll-anatomisch, reduziert oder als Gerüst zur Verblendung, im Front- und Seitenzahnbereich mit höchstens zwei Zwischengliedern. Von der Einzelkrone bis zur größten Implantatsuprastruktur, das Material besticht durch Stabilität, Ästhetik und eine große Indikationsvielfalt.

Höchste Ästhetik mit Alegra Smile

Wenn es ästhetisch noch etwas mehr sein soll, dann kommt Alegra Smile zum Einsatz. Bei diesem Premium Material, das den Vergleich mit Lithium-Disilikat-Keramiken nicht scheuen muss (Abb. 4), sind zwei der vier Alegra Gradienten noch weiter in Richtung Ästhetik optimiert. Mit einer Transluzenz von 47 bis 49 Prozent im Inzisalbereich und einer Biegefestigkeit von immerhin 1000 MPa zervikal, zwischen 900 MPa und 800 MPa im Bereich der Verbindungen und 727 MPa im Schneidebereich lassen sich mit Premio Alegra Smile Einzelkronen bis hin zu viergliedrigen Brücken mit höchster Ästhetik herstellen.

Website

